

THORACIC DRAINAGE

Drenaggio toracico

Pat Coakley
Medical 





DRENAGGIO TORACICO

Thoracic drainage

DRENAGGI 1 BOTTIGLIA
1-bottle drainage set

p. 3

DRENAGGI MULTI-BOTTIGLIA
Multi-bottle drainage set

p. 4

RICAMBI PER DRENAGGI
Drainage set spare parts

p. 5

TORACENTESI
Thoracentesis

p. 7

PARACENTESI
Paracentesis

p. 10

DRENAGGI 1 BOTTIGLIA

1-Bottle drainage set



	CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY ml	MATERIALE MATERIAL	PAZIENTI PATIENTS	P. MAX mmHG	LUNGHEZZA TUBO TUBE LENGTH		REGOLABILE ADJUSTABLE	SUPPORTO A PAVIMENTO FLOOR SUPPORT	
						VUOTO VACUUM mm	DRENAGGIO DRAINAGE mm			
PEDIATRICO <i>PEDIATRIC</i> 1 BOTTIGLIA IN PLASTICA <i>1-plastic bottle system</i>	M033826	100	PVC	PEDIATRICO	-350	385	1000	No	No	20
	M037295/7P	200	PVC	PEDIATRICO	-350	385	800	Yes	No	20
	M037295/1P	1000	PVC	PEDIATRICO	-350	385	800	Yes	Yes*	20
1 BOTTIGLIA IN PLASTICA <i>1-plastic bottle system</i>	M037251P	1000	PVC	ADULT	-350	385	1500	Yes	Yes*	20
	M033371	2000	PVC	ADULT	-350	385	1500	Yes	Yes*	10
	M037261P	3000	PVC	ADULT	-100	385	1500	Yes	Yes*	10
	M033201	3000	PVC	ADULT	-350	385	1500	Yes	Yes*	10
1 BOTTIGLIA IN VETRO <i>1-glass bottle system</i>	M037251V	2000	GLASS	ADULT	-750	385	1500	Yes	No	10
	M037293V	2000	GLASS	ADULT	-750	385	1500	No	No	10

* Q.TÀ 1 PER CONFEZIONE / *Qty 1 per box



DRENAGGI MULTI-BOTTIGLIA

Multi-bottle drainage set



	CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY ml	P. MAX mmHG	LUNGHEZZA TUBO TUBE LENGHT		PUNTO PRELIEVO SENZA AGO NEEDLE-LESS DRAWING POINT	
				VUOTO VACUUM mm	DRENAGGIO DRAINAGE mm		
2 BOTTIGLIE IN PLASTICA - regolazione del vuoto 2-plastic bottles system -vacuum regulator	M033219	600/3000	-350	385	1500	No	6
2 BOTTIGLIE IN PLASTICA - regolazione del vuoto - punto prelievo senza ago 2-plastic bottles system -vacuum regulator -needle-less drawing point	M033219NL	600/3000	-350	385	1500	Yes	6
3 BOTTIGLIE IN PLASTICA - sistema multi-camera 3-plastic bottles system -multi-chamber system	M033190	600/600/2500	-100	385	1500	No	6
3 BOTTIGLIE IN PLASTICA - sistema multi-camera - punto prelievo senza ago 3-plastic bottles system -multi-chamber system -needle-less drawing point	M033190NL	600/600/2500	-100	385	1500	Yes	6

RICAMBI PER DRENAGGI

Drainage set spare parts



	CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY ml	MATERIALI MATERIAL	P. MAX mmHG	
BOTTIGLIE DI RICAMBIO IN PLASTICA <i>Spare plastic bottles</i>	M033108	200	PVC	-350	10
	M033041P	600	PVC	-350	20
	M032857	1000	PVC	-350	10
	M033370	2000	PVC	-350	15
	M033289	2500	PVC	-750	10
	M032812	3000	PVC	-100	15
BOTTIGLIE DI RICAMBIO IN VETRO <i>Spare glass bottles</i>	M032812V	2000	GLASS	-750	4



RICAMBI PER DRENAGGI *Drainage set spare parts*



CODICE CODE	PER BOTTIGLIE FOR BOTTLES		NR. BOTTIGLIE NR. BOTTLES	LUNGHEZZA TUBO TUBE LENGHT		REGOLA- BILE ADJU- STABLE		
	PLASTICA PLASTIC lt.	VETRO GLASS lt.		VUOTO VACUUM mm	DRENAGGIO DRAINAGE mm			
TUBO RICAMBIO PER SISTEMI A 1 BOTTIGLIA <i>Spare tube for 1 bottle systems</i>	M037295	1 / 2 / 3	2	1	385	1500	Yes	25
TUBO RICAMBIO PER SISTEMI 2 BOTTIGLIE <i>Spare tube for 2 bottles systems</i>	M037296	0,6 / 1 / 2 / 3	2	2	385	1500	Yes	20
TUBO RICAMBIO PER SISTEMI 3 BOTTIGLIE <i>Spare tube for 3 bottles systems</i>	M037298	0,6 / 1 / 2 / 3	2	3	385	1500	Yes	10


TORACENTESI Thoracentesis



	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MANAGE- MENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBI- NETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			
							TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
- VALVOLA DI SICUREZZA UNIDIREZIONALE AUTOMATICA	M032956	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/18G	30
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO	M033105	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	AGODI VERESS Veress needle	120mm	14G	30
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO	M033116	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	AGODI VERESS Veress needle	150mm	16G	30
- SIRINGA 60 ml										
- Unidirectional automatic safety valve										
- Bag with non-return valve										
- Bag with drain tap										
- 60 ml syringe										
- RUBINETTO 3 VIE 360°	M033033	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/18G	30
- SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO	M033033/1	STOPCOCK	Yes	5000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/18G	10
- SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO	M033033/2	STOPCOCK	Yes	8000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/18G	10
- SIRINGA 60 ml										
- 3 way 360° tap										
- Bag with non return valve										
- Bag with drain tap										
- 60 ml syringe										



TORACENTESI Thoracentesis



	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MA- NAGEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBINETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			
							TIPO TYPE	LUN- GHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
TORASET 1 -RUBINETTO 3 VIE 360° -SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO -SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO -SIRINGA 60ml -3-way stopcock 360° -Bag with non-return valve -Bag with drain tap -60 ml syringe	M032000S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	Yes	3 AGHI 3 needles	55mm	14G/ 16G/19G	30
	M032010S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	Yes	3 AGHI 3 needles	80mm	14G/ 16G/19G	30
	M032015S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	Yes	AGOCANNULA Cannula needle	133mm	14G	30
	M032020S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	Yes	AGODI VERESS Veress needle	100mm	15G	30
TORASET 2 -RUBINETTO 3 VIE 360° -SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO -SIRINGA 60ml -3-way stopcock 360° -Bag with non-return valve -60 ml syringe	M032030S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	No	3 AGHI 3 Needles	55mm	14G/ 16G/19G	30
	M032034S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	No	3 AGHI 3 Needles + AGODI VERESS Veress needle	55mm + 100mm	14G/ 16G/19G + 15G	30
	M032040S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	No	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/19G	30
	M032050S	STOPCOCK	Yes	2000	Yes	No	AGODI VERESS Veress needle	100mm	15G	30

TORACENTESI Thoracentesis



	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MA- NAGEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBINETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			
							TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
TORASET 5 -RUBINETTO 3 VIE 360° -SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO -SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO -SIRINGA 60ml -3-way stopcock 360° -Bag with non-return valve -Bag with drain tap -60 ml syringe	M032007S	STOPCOCK	Yes	5000	Yes	Yes	AGODI VERESS Veress needle	100mm	15G	20
TORAMATIC -VALVOLA DI SICUREZZA UNIDIREZIONALE AUTOMATICA -SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO -SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO -SIRINGA 60ml -Unidirectional automatic safety valve -Bag with non-return valve -Bag with drain tap -60 ml syringe	M032001S	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	55mm	14G/ 16G/19G	30
	M032011S	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	80mm	14G/ 16G/19G	30
	M032021S	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	AGODI VERESS Veress needle	100mm	15G	30
	M032042S	VALVE	Yes	2000	Yes	Yes	AGOSINGOLO Single needle	80mm	14G	30
SACCA RICAMBIO TORASET 1 TORASET 1 SPARE BAG -RUBINETTO DI SCARICO -Drain tap	M022008S	-	-	2000	-	YES	-	-	-	100



PARACENTESI

Paracentesis



	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MA- NAGEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBINETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			
							TIPO TYPE	LUN- GHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
PARASET 2	M032002S STOPCOCK		Yes	2000	Yes	Yes	AGO ANGIOCATH <i>Angiocath needle</i>	33mm	14G	30
- SACCA CON VALVOLADI NON RITORNO - SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO - SIRINGA 60ml -Bag with non-return valve -Bag with drain tap -60 ml syringe	M032022S STOPCOCK		Yes	2000	Yes	Yes	AGODI VERESS <i>Veress needle</i>	100mm	15G	30
	M032035S STOPCOCK		Yes	2000	Yes	Yes	AGOCANNULA <i>Cannula needle</i> AGODI VERESS <i>Veress needle</i>	51mm + 100mm	18G + 15G	30
	M032120S STOPCOCK		Yes	2000	Yes	Yes	AGOCANNULA <i>Cannula needle</i>	51mm	16G	30
PARASET 3	M032038S STOPCOCK		Yes	3000	Yes	Yes	AGODI VERESS <i>Veress needle</i>	100mm	15G	20
- SACCA CON VALVOLADI NON RITORNO - SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO - SIRINGA 60ml -Bag with non-return valve -Bag with drain tap -60 ml syringe	M032003S STOPCOCK		Yes	5000	Yes	Yes	AGOI IN ACCIAIO <i>Steel needle</i>	55mm	19G	20
PARASET 5	M032018S STOPCOCK		Yes	5000	Yes	Yes	AGODI VERESS <i>Veress needle</i>	100mm	15G	20
- SACCA CON VALVOLADI NON RITORNO - SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO - SIRINGA 60ml -Bag with non-return valve -Bag with drain tap -60 ml syringe	M032041S STOPCOCK		Yes	5000	Yes	Yes	3 AGHI <i>3 Needles</i>	80mm	14G/ 16G/19G	20
	M032047S STOPCOCK		Yes	5000	Yes	Yes	AGOCANNULA <i>Cannula needle</i>	48mm	14G	20
	M032160S STOPCOCK		Yes	5000	Yes	Yes	AGOCANNULA <i>Cannula needle</i>	51mm	16G	20

PARACENTESI Paracentesis



	CODICE CODE	GESTIONE FLUSSO FLOW MANA- GEMENT	SIRINGA SYRINGE	CAPACITÀ CAPACITY ml	VNR	RUBI- NETTO DI SCARICO DISCHARGE STOPCOCK	AGHI - NEEDLES			📦
							TIPO TYPE	LUNGHEZZA LENGTH	CALIBRO GAUGE	
PARASET 8 - SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO - SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO - SIRINGA 60 ml - Bag with non-return valve - Bag with drain tap - 60 ml syringe	M032017S	STOPCOCK	Yes	8000	Yes	Yes	AGODI VERESS Veress needle	100mm	15G	20
	M032019S	STOPCOCK	Yes	8000	Yes	Yes	AGOCANNULA Cannula needle	51mm	18G	20
	M032028S	STOPCOCK	Yes	8000	Yes	Yes	3 AGHI 3 Needles	55mm	14G/ 16G/19G	20
	M032048S	STOPCOCK	Yes	8000	Yes	Yes	AGOCANNULA Cannula needle	48mm	14G	20
	M032200S	STOPCOCK	Yes	8000	Yes	Yes	AGOCANNULA Cannula needle	51mm	16G	20
PARASET 12 - SACCA CON VALVOLA DI NON RITORNO - SACCA CON RUBINETTO DI SCARICO - SIRINGA 60 ml - Bag with non-return valve - Bag with drain tap - 60 ml syringe	M032240S	STOPCOCK	Yes	12000	Yes	Yes	AGOCANNULA Cannula needle	51mm	16G	20
	M032049S	STOPCOCK	Yes	12000	Yes	Yes	AGOCANNULA Cannula needle	48mm	14G	20
SACCARICAMBIO PARASET 5 PARASET 5 SPARE BAG - RUBINETTO DI SCARICO - Drain tap	M022005S	-	-	5000	-	YES	-	-	-	40

THORACIC DRAINAGE

Drenaggio toracico



HMCPremedical S.p.A

via Morandi, 16 – 41037Mirandola (Mo) Italy
Tel. +390535 22704 – Fax +390535 609546

www.hmcgroup.it

MANUFACTURING PLANT

Via Volta, 34/36– 41037Mirandola (MO)
Zone Industrijska Zona BB –21470Backi Petrovac –Serbia

LOGISTIC HUB & WAREHOUSE

Via G. Galilei, 6 –41036Medolla (MO)

**Pat Coakley
Medical** 

Sole Distributor in Ireland
Pat Coakley Medical Ltd

Units E3 E4
Network Enterprise Park
Kilcoole A63 H244
Co Wicklow
IRELAND

+353 1 2018070
sales@patcoakleymedical.ie